



TOP 2000

Chirurgische Instrumente
Sterilisationscontainer

*Surgical Instruments
Sterilization Containers*

Version 1.2.5

SC Super Cut

TC Tungsten Carbide



- Schneidekante mit Rasierschliff
Razor edge cutting blade
- Zahnung gegen Abrutschen des Schneidguts
Anti slip serration



Super Cut = Eine Schneide mit Rasierschliff, andere Schneide mit Mikroverzahnung.
 Super Cut = One blade with razor cut, opposite blade micro serrated.



Konventionelle Ausführung
 Regular blade

- Hochglanzpolierte Ringe zur Identifizierung des Supercut (SC)
Mirror polished rings for simple identification of the Supercut (SC)



- Aufgeschweißte Hartmetallschneiden aus extrem harter Wolfram-Carbid-Legierung, keine zur Korrosion neigende Lötnaht. Dauerhaft scharfer Schnitt.
Welded tungsten carbide cutting edge, therefore no seam tending to corrosion. Durable sharp cutting edge.

- Gleichmäßiger, weicher Gang
Regular and smooth function

- Vergoldete Ringe zur TC-Identifizierung
Golden rings for easy TC-identification



- Maulteileinsätze aus extrem harter Wolfram-Carbid-Legierung (TC). Sicheres und schonendes Fassen von Gefäßen, Geweben und Nahtmaterial. Langfristig gewährleistetete Griffbarkeit.
Jaw inserts made of extremely durable Tungsten-carbide (TC) plates. Firm and gentle grip of vessels, tissues and sutures. Long life guaranteed grip of jaw inserts.



- Vergoldeter Griff zur TC-Identifizierung
Golden handle for easy TC-identification

Symbolerklärung
Explanation of Symbols

	gerade	straight
	gebogen	curved
	gewinkelt	angled
	gezahnt	serrated

Chirurgische Instrumente


Surgical Instruments



Skalpellgriff

12-153

Scalpel handle
 Fig.3, flach
 flat
 € 4,80



12-350 12-351 12-353 12-355

Skalpellschneidklingen, steril

100 x


Scalpel blades, sterile
 Fig. 3, zu 12-150, 12-153
 for 12-150, 12-153
 € 10,00



Skalpellgriff

12-164

Scalpel handle
 Fig. 4, flach
 flat
 € 4,80



12-358 12-359 12-360 12-361 12-362 12-363 12-364 12-374

Skalpellschneidklingen, steril

100 x

Scalpel blades, sterile
 Fig. 4, zu 12-151, 12-164
 for 12-151, 12-164
 € 10,00



12-260

Kling-Ex - Klingentferner

Blade remover
 € 7.20



Pinzette standard

Dressing forceps

13-111	115 mm	€ 6,10
13-113	130 mm	€ 6,10
13-114	140 mm	€ 6,15
13-116	160 mm	€ 6,95
13-118	180 mm	€ 8,45
13-120	200 mm	€ 10,20
13-125	250 mm	€ 12,50
13-130	300 mm	€ 15,10



Pinzette schmal

Delicate dressing forceps

13-141	115 mm	€ 6,10
13-142	130 mm	€ 6,25
13-143	140 mm	€ 6,70
13-147	160 mm	€ 8,15



SEMKEN

13-292	125 mm	€ 9,80
13-294	150 mm	€ 10,30



Pinzette standard

Tissue forceps

13-511	115 mm	€ 6,75
13-513	130 mm	€ 7,25
13-514	140 mm	€ 7,65
13-516	160 mm	€ 8,45
13-518	180 mm	€ 9,35
13-520	200 mm	€ 10,90
13-525	250 mm	€ 13,70
13-526	300 mm	€ 16,20

1 x 2 Zähne / teeth



Pinzette schmal

Tissue forceps delicate

13-541	115 mm	€ 6,75
13-542	130 mm	€ 6,75
13-543	140 mm	€ 6,90
13-544	160 mm	€ 8,45

1 x 2 Zähne / teeth



Super
Cut



Tungsten
Carbide

Genauere Erklärung auf der Seite 5
Details see page 5



MICRO-ADSON

13-284 120 mm auf Anfrage
 on request



MICRO-ADSON

13-714 120 mm € 12,90
13-711 150 mm € 18,70
 1 x 2 Zähne / teeth



ADSON-BROWN

13-939 120 mm 7 x 7 Zähne / teeth € 16,00
13-940 150 mm 9 x 9 Zähne / teeth € 17,50




Adson


13-282 120 mm € 8,70
13-283 150 mm € 17,25
14-510 120 mm auf Anfrage
 on request **TC**



Adson

13-712 120 mm 1 x 2 Zähne / teeth € 9,40
13-713 150 mm 1 x 2 Zähne / teeth € 18,50





GRAEFE

14-111	105 mm	€ 14,00
14-112	105 mm	€ 14,75
14-115	105 mm	€ 15,60
14-116	105 mm	€ 19,20

Spitze 0,9 mm, 1 x 2 Zähne
 tip 0.9 mm, 1 x 2 teeth



GERALD

14-200	180 mm	€ 21,00
---------------	--------	---------



GERALD

14-202	180 mm	€ 23,20
---------------	--------	---------

1 x 2 Zähne / teeth



SEMKEN

13-720	125 mm	€
13-721	150 mm	€


1 x 2 Zähne / teeth




POTTS-SMITH		
14-230	180 mm	€ 12,80
14-232	215 mm	€ 15,00
14-234	240 mm	€ 20,80
14-460	180 mm	€ 60,00 TC
14-462	200 mm	€ 70,00 TC

POTTS-SMITH		
14-236	180 mm	€ 13,60
14-238	215 mm	€ 16,10
14-240	240 mm	€ 21,20

1 x 2 Zähne / teeth




FEILCHENFELD		
14-319	90 mm	€ 8,20
14-321	110 mm	€ 8,40



STIEGLITZ		
14-417	140 mm	€ 37,10
14-418	140 mm	€ 39,00

Splitterzangen
Splinter pliers




46-554 46-555 46-557

Mikropinzette		
Micro tweezers		
46-554	110 mm	€ 11,00
46-555	110 mm	€ 11,00
46-557	110 mm	€ 11,00



1,5 mm




DEBAKEY-DIETRICH

14-260	160 mm	€ 38,00
14-262	200 mm	€ 42,00
14-264	240 mm	€ 45,00

1,5 mm Spitzenbreite / tip




2,0 mm



DEBAKEY

14-266	160 mm	€ 36,25
14-268	200 mm	€ 40,10
14-270	240 mm	€ 43,45
14-272	300 mm	€ 48,50

2,0 mm Spitzenbreite / tip



Operationsschere

Operating scissors

115 mm	15-111	15-141	15-171	15-211	15-241	15-271	€ 12,40
130 mm	15-113	15-143	15-173	15-213	15-243	15-273	€ 12,40
145 mm	15-114	15-144	15-174	15-214	15-244	15-274	€ 12,40
165 mm	15-116	15-146	15-176	15-216	15-246	15-276	€ 14,40
185 mm	15-118	15-148	15-178	15-218	15-248	15-278	€ 17,90
205 mm	15-120	15-150	15-180	15-220	15-250	15-280	€ 19,20

Schlanke Operationsschere

Operating scissors, slender models

130 mm	15-313	15-343	
	€ 18,00	€ 18,00	
145 mm	15-314	15-310	
	€ 19,20	€ 19,50	



MAYO		
15-514	145 mm	€ 15,90
15-517	170 mm	€ 18,75
15-518	230 mm	€ 30,60

MAYO		
16-551	140 mm	€ 76,40
16-552	170 mm	€ 85,00
16-553	230 mm	€ 110,00

TC

MAYO		
15-524	145 mm	€ 16,80
15-527	170 mm	€ 18,60
15-519	230 mm	€ 33,25

MAYO		
16-550	140 mm	€ 76,80
16-557	170 mm	€ 88,40
16-558	230 mm	€ 109,00

TC



MAYO-STILLE		
15-555	150 mm	€ 20,95
15-557	170 mm	€ 24,25

MAYO-STILLE		
16-562	150 mm	€ 72,00
16-563	170 mm	€ 86,80

TC

MAYO-STILLE		
15-565	150 mm	€ 22,00
15-567	170 mm	€ 23,80

MAYO-STILLE		
16-565	150 mm	€ 88,00
16-566	170 mm	€ 89,00

TC

SC

Super Cut

TC

Tungsten Carbide

Genauere Erklärung auf der Seite 5
Details see page 5



METZENBAUM		
15-663	140 mm	€ 21,25
15-672	180 mm	€ 23,65
15-673	200 mm	€ 25,00
15-674	230 mm	€ 28,00
15-676	280 mm	€ 32,00



METZENBAUM		
15-667	140 mm	€ 22,70
15-682	180 mm	€ 24,50
15-683	200 mm	€ 26,00
15-684	230 mm	€ 29,00
15-686	280 mm	€ 34,00

METZENBAUM			TC
16-717	105 mm	€ 62,00	
16-614	140 mm	€ 76,00	
16-618	180 mm	€ 82,00	
16-620	200 mm	€ 88,00	
16-623	230 mm	€ 88,00	

METZENBAUM			TC
16-718	105 mm	€ 67,00	
16-644	140 mm	€ 77,40	
16-648	180 mm	€ 88,40	
16-650	200 mm	€ 89,00	
16-653	230 mm	€ 89,70	
16-655	250 mm	€ 117,00	

METZENBAUM			SC	TC
16-662	145 mm	auf Anfrage on request		
16-666	180 mm	auf Anfrage on request		



METZENBAUM FINO
15-754 145 mm € 19,00



METZENBAUM FINO
15-755 145 mm € 26,50

METZENBAUM FINO TC		
16-604	145 mm	€ 84,60
16-611	180 mm	€ 90,00
16-606	200 mm	auf Anfrage on request
16-624	230 mm	auf Anfrage on request

METZENBAUM FINO TC		
16-605	145 mm	€ 82,60
16-609	180 mm	€ 92,00
16-613	200 mm	€ 106,00
16-654	230 mm	€ 114,00
METZENBAUM FINO SC TC		
16-660	145 mm	auf Anfrage on request
16-664	180 mm	auf Anfrage on request



TOENNIS-ADSON

15-781	150 mm	€ 28,50
15-778	175 mm	€ 35,90

16-586	150 mm	auf Anfrage on request	TC
16-587	175 mm	auf Anfrage on request	TC



REYNOLDS

15-900	150 mm	€ 36,40
15-902	180 mm	€ 43,50

15-901	150 mm	€ 41,20
15-903	180 mm	€ 50,40

16-785	150 mm	auf Anfrage on request	TC
16-791	180 mm	auf Anfrage on request	TC




LEXER

16-571	160 mm	€ 71,60	TC
16-572	160 mm	€ 72,80	TC



KILNER (RAGNELL)

15-802	120 mm	€ 27,00
15-805	150 mm	€ 29,80



POTTS-SMITH

15-876	25°, 180 mm	auf Anfrage on request
15-877	45°, 180 mm	auf Anfrage on request
15-878	60°, 180 mm	auf Anfrage on request




IRIS

16-324	115 mm, 25°	€ 18,00	
16-711	115 mm	€ 61,40	TC
16-712	115 mm	€ 66,80	TC

Fadenschere

Suture Scissor



16-309	90 mm	€ 12,60
16-310	100 mm	€ 12,80
16-351	110 mm	€ 13,40
15-454	120 mm	€ 16,40
16-356	140 mm	€ 24,50
16-194	160 mm	€ 21,20
16-312	90 mm	€ 12,80
16-313	100 mm	€ 13,20
16-352	110 mm	€ 13,80
15-458	120 mm	€ 16,40
16-355	140 mm	€ 25,00
16-195	160 mm	€ 22,00



STEVENS

16-375 105 mm € 22,20

16-376 105 mm € 21,00

16-461 105 mm € 48,50 **SC**



NORTHBENT

16-409 90 mm € 17,00

16-412 130 mm € 19,95



SPENCER

Ligature scissor

16-419 90 mm € 15,90

16-421 120 mm € 17,40



UNIVERSAL

16-450 120 mm € 21,20

16-500 120 mm € 67,40 **TC**

BUCK

16-424 145 mm € 18,50

SC Super Cut **TC** Tungsten Carbide

Genauere Erklärung auf der Seite 5
 Details see page 5



BEEBEE

16-470	105 mm	€ 13,20
16-471	105 mm	€ 13,60



LISTER L
 Bandage scissors L

35-114L	140 mm	€ 22,50
----------------	--------	---------



L = für Linkshänder
 L = for left handers



LISTER
 Bandage scissors

35-111	110 mm	€ 14,70
35-114	140 mm	€ 14,70
35-118	180 mm	€ 18,15
35-120	200 mm	€ 22,00




LISTER  


Castschere
 Cast scis-

35-119	180 mm	auf Anfrage on request
---------------	--------	---------------------------


 Super Cut  Tungsten Carbide | **Genauere Erklärung auf der Seite 5**
 Details see page 5




HARTMANN		
17-206	100 mm	€ 14,60
17-207	100 mm	€ 14,80
17-219	100 mm	€ 18,40
17-220	100 mm	€ 19,20




MOSQUITO		
17-212	125 mm	€ 15,60
17-213	125 mm	€ 15,80
17-222	125 mm	€ 15,60
17-223	125 mm	€ 15,60
17-258	180 mm	auf Anfrage on request
17-259	180 mm	€ 21,00



MICRO-MOSQUITO		
17-252	125 mm	€ 17,80
17-253	125 mm	€ 18,00
17-256	125 mm	€ 18,80
17-257	125 mm	€ 19,00



ROCHESTER-PEAN		
17-313	130 mm	€ 14,30
17-314	140 mm	€ 14,30
17-316	160 mm	€ 16,40
17-318	180 mm	€ 19,20
17-320	200 mm	€ 22,40
17-322	220 mm	€ 24,35
17-326	260 mm	€ 28,30



ROCHESTER-PEAN		
17-353	130 mm	€ 14,60
17-354	140 mm	€ 14,20
17-356	160 mm	€ 16,80
17-358	180 mm	€ 19,85
17-360	200 mm	€ 23,00
17-362	220 mm	€ 24,95
17-366	260 mm	€ 29,80



OCHSNER-KOCHER

17-614	140 mm	€ 17,25
17-616	160 mm	€ 17,90
17-618	180 mm	€ 21,00
17-620	200 mm	€ 27,00
17-622	220 mm	€ 25,40
17-624	240 mm	auf Anfrage on request
17-626	260 mm	€ 29,40



OCHSNER-KOCHER

17-654	140 mm	€ 17,25
17-656	160 mm	€ 19,00
17-658	180 mm	€ 21,00
17-660	200 mm	€ 27,40
17-662	220 mm	€ 24,90
17-666	260 mm	€ 31,95



CRILE

17-814 140 mm € 14,60

17-815 140 mm € 14,80

CRILE-RANKIN

17-826 160 mm € 17,80

17-827 160 mm € 17,80



BABY-CRILE (PEAN)

17-820 140 mm auf Anfrage
on request


17-821 140 mm auf Anfrage
on request



PROVIDENCE-HOSPI-

17-854 140 mm € 17,80

17-855 140 mm € 17,80



BABY-CRILE (KOCHER)

17-822 140 mm auf Anfrage
on request

17-823 140 mm auf Anfrage
on request



KELLY



17-834 140 mm € 14,60

17-835 140 mm € 14,80

KELLY-RANKIN

17-846 160 mm € 16,20

17-847 160 mm € 16,60



OVERHOLT-GEISSENDOER-

18-235	210 mm, Fig. 0
18-236	210 mm, Fig. 1
18-237	210 mm, Fig. 2
18-238	210 mm, Fig. 3
18-239	210 mm, Fig. 4
18-240	210 mm, Fig. 5
18-241	210 mm, Fig. 6
18-245	270 mm, Fig. 1
18-246	270 mm, Fig. 2
18-247	270 mm, Fig. 3
18-248	270 mm, Fig. 4
18-249	270 mm, Fig. 5

auf Anfrage
on request



MICRO-ADSON

18-310 140 mm auf Anfrage
on request



BABY-ADSON



18-314 140 mm € 14,80



ADSON

18-315 180 mm € 27,60

18-316 180 mm € 28,20




18-822

18-823

18-824

18-825

18-826



18-831

18-832

18-833

18-834

GEMINI MIXTER


18-822	130 mm
18-823	160 mm
18-824	180 mm
18-825	205 mm
18-826	230 mm

auf Anfrage
on request

GEMINI MINI

18-831	180 mm
18-832	220 mm
18-833	250 mm
18-834	280 mm

auf Anfrage
on request



BACKHAUS

19-109	90 mm	€ 14,70
19-111	110 mm	€ 15,25
19-113	130 mm	€ 15,40
19-114	145 mm	auf Anfrage on request



PEERS-BERTRAM

Weites Maul zur Schlauchfixierung
Nicht perforierend, für Einwegtücher
wide bending for tube fixation
non perforating for disposable towels

19-125	140 mm	auf Anfrage on request
---------------	--------	---------------------------



Tuchklemme Kugel / Pfanne

Towel Ball / Socket
Nicht perforierend, für Einwegtücher
non perforating for disposable towels

19-129	115 mm	auf Anfrage on request
19-130	135 mm	auf Anfrage on request



TOHOKU

19-140	100 mm	auf Anfrage on request
19-143	130 mm	auf Anfrage on request



SCHAEDER

19-210	90 mm	€ 9,60
---------------	-------	--------



JONES

19-225	50 mm	€ 10,80
19-229	85 mm	€ 11,20



GROSS-MAIER

20-220	200 mm	€ 23,20
20-326	250 mm	€ 27,80
20-230	200 mm	€ 23,60
20-336	250 mm	€ 27,80




FOERSTER

20-714	240 mm	€ 25,40
20-715	240 mm	€ 26,00



FOERSTER

20-724	250 mm	€ 25,40
20-725	250 mm	€ 26,40



FOERSTER-BALLEN-

20-748	180 mm	€ 23,70
20-749	180 mm	€ 23,70



22-113	130 mm, Ø 2,0 mm	€ 2,70
22-114	140 mm, Ø 2,0 mm	€ 2,70
22-116	160 mm, Ø 2,0 mm	€ 2,80
22-120	200 mm, Ø 2,0 mm	€ 4,30



22-133	130 mm, Ø 1,5 mm	€ 2,60
22-134	140 mm, Ø 1,5 mm	€ 2,60
22-136	160 mm, Ø 1,5 mm	€ 3,00



22-153	130 mm, Ø 1,0 mm	€ 3,00
22-154	140 mm, Ø 1,0 mm	€ 3,00
22-156	160 mm, Ø 1,0 mm	€ 3,00



Myrthenblattsonde

Myrth probes

22-213	130 mm	€ 9,20
22-214	140 mm	€ 9,20
22-216	160 mm	€ 9,20



Hohlsonde

Directors


22-313	130 mm	€ 5,75
22-314	140 mm	€ 5,75
22-316	160 mm	€ 5,75



DOYEN

Hohlsonde
Directors

22-374	145 mm	€ 8,15
---------------	--------	--------



KOCHER

24-240	220 mm, 40 x 11 mm	auf Anfrage on request
24-241	220 mm, 55 x 11 mm	auf Anfrage on request

LANGENBECK-KOCHER

24-298	215 mm, 25 x 6 mm	€ 31,40
24-301	215 mm, 35 x 8 mm	€ 32,20
24-302	215 mm, 35 x 10 mm	€ 32,20
24-303	215 mm, 35 x 15 mm	€ 32,20
24-304	215 mm, 35 x 8 mm	auf Anfrage on request
24-305	215 mm, 55 x 11 mm	€ 34,50
24-306	215 mm, 40 x 12 mm	€ 34,00
24-307	215 mm, 70 x 14 mm	€ 35,60
24-309	215 mm, 80 x 12 mm	€ 35,60
24-310	215 mm, 80 x 16 mm	€ 40,60
24-313	230 mm, 40 x 18 mm	auf Anfrage on request
24-315	230 mm, 60 x 25 mm	
24-316	230 mm, 60 x 20 mm	
24-317	230 mm, 75 x 30 mm	
24-318	230 mm, 75 x 40 mm	
24-320	230 mm, 80 x 15 mm	
24-321	230 mm, 80 x 25 mm	
24-323	230 mm, 80 x 40 mm	



VOLKMANN

Enge Biegung
Narrow bending



scharf / sharp

24-101	1 Zahn / tooth	215 mm	€ 22,00
24-102	2 Zähne / teeth	215 mm	€ 24,95
24-103	3 Zähne / teeth	215 mm	€ 24,95
24-104	4 Zähne / teeth	215 mm	€ 24,95
24-106	6 Zähne / teeth	215 mm	€ 25,60



stumpf / blunt

24-111	1 Zahn / tooth	215 mm	€ 22,00
24-112	2 Zähne / teeth	215 mm	€ 24,95
24-113	3 Zähne / teeth	215 mm	€ 24,95
24-114	4 Zähne / teeth	215 mm	€ 24,95
24-116	6 Zähne / teeth	215 mm	€ 25,60

KOCHER

Weite Biegung
Wide bending



scharf / sharp

24-098	1 Zahn / tooth	215 mm	
24-142	2 Zähne / teeth	215 mm	
24-143	3 Zähne / teeth	215 mm	
24-144	4 Zähne / teeth	215 mm	
24-146	6 Zähne / teeth	215 mm	

auf Anfrage
on request



stumpf / blunt

24-099	1 Zahn / tooth	215 mm	
24-139	2 Zähne / teeth	215 mm	
24-140	3 Zähne / teeth	215 mm	
24-141	4 Zähne / teeth	215 mm	

auf Anfrage
on request



Wundhaken, enge Biegung

Wound retractor, narrow bending

170 mm	stumpf blunt	Tiefe depth	Breite width
24-511	1 Zahn / tooth	10.5 mm	–
24-512	2 Zähne / teeth	10.5 mm	7.0 mm
24-513	3 Zähne / teeth	10.5 mm	10.0 mm
24-514	4 Zähne / teeth	10.5 mm	13.0 mm

auf Anfrage
on request

170 mm	scharf sharp	Tiefe depth	Breite width
24-501	1 Zahn / tooth	10.5 mm	–
24-502	2 Zähne / teeth	10.5 mm	7.0 mm
24-503	3 Zähne / teeth	10.5 mm	10.0 mm
24-504	4 Zähne / teeth	10.5 mm	13.0 mm

auf Anfrage
on request

Wundhaken, weite Biegung

Wound retractor, wide bending

170 mm	stumpf blunt	Tiefe depth	Breite width	
24-531	1 Zahn / tooth	10.5 mm	–	€ 12,95
24-532	2 Zähne / teeth	10.5 mm	7.0 mm	€ 14,95
24-533	3 Zähne / teeth	10.5 mm	10.0 mm	€ 16,20
24-534	4 Zähne / teeth	10.5 mm	13.0 mm	€ 17,30

170 mm	scharf sharp	Tiefe depth	Breite width	
24-521	1 Zahn / tooth	10.5 mm	–	€ 12,95
24-522	2 Zähne / teeth	10.5 mm	7.0 mm	€ 14,95
24-523	3 Zähne / teeth	10.5 mm	10.0 mm	€ 16,20
24-524	4 Zähne / teeth	10.5 mm	13.0 mm	€ 17,30



SENN-MILLER		
24-631	160 mm, stumpf / blunt	€ 16,00
24-630	160 mm, scharf / sharp	€ 16,00


3 Zähne / teeth



RAGNELL-DAVIS		
24-638	155 mm, 5,0 x 16,0 / 4,0 x 9,0 mm	€ 22,50




SENN-GREEN		
24-641	150 mm, 10 x 6 mm	€ 22,40
24-642	150 mm, 20 x 6 mm	€ 22,40
24-643	150 mm, 17 x 5 mm	€ 22,40
24-644	150 mm, 22 x 8 mm	€ 22,40



CUSHING		
24-701	190 mm, Fig. 1	€ 25,15
24-702	190 mm, Fig. 2	€ 25,15




FRAZIER			KILNER			GILLIES			JOSEPH		
24-723	130 mm	€ 16,00	24-755	150 mm	€ 19,20	24-761	180 mm	€ 17,35	24-771	160 mm	€ 17,70
24-728	180 mm	€ 18,75				24-762	180 mm	€ 17,35			



JOSEPH			
scharf sharp	Länge length	Breite width	
65-572	165 mm	2 mm	€ 25,45
65-575	165 mm	5 mm	€ 25,45
65-576	165 mm	7 mm	€ 27,50
65-577	165 mm	10 mm	€ 27,50



FREER			
scharf sharp	Länge length	Tiefe depth	Breite width
24-767	150 mm	2,6 mm	3,3 mm € 32,50



DESMARRES

	Länge length	Tiefe depth	Breite width	
24-805	130 mm	9 mm	8 mm	€ 19,95
24-804	130 mm	9 mm	10 mm	€ 19,95
24-800	130 mm	9 mm	12 mm	€ 19,95
24-801	130 mm	11 mm	14 mm	€ 19,95
24-802	130 mm	13 mm	16 mm	€ 19,95
24-803	130 mm	13 mm	18 mm	€ 19,95



CUSHING

	Länge length	Tiefe depth	Breite width	
24-785	200 mm	8 mm	8 mm	€ 29,95
24-786	200 mm	10 mm	10 mm	€ 29,95
24-787	200 mm	12 mm	12 mm	€ 29,95
24-788	200 mm	14 mm	14 mm	€ 29,95
24-789	200 mm	16 mm	16 mm	€ 29,95
24-790	200 mm	18 mm	18 mm	€ 29,95



ROLLET

scharf sharp	Länge length	Zähne teeth	Tiefe depth	Breite width
24-809	130 mm	2	3,7 mm	3 mm
24-810	130 mm	3	3,7 mm	5 mm
24-814	130 mm	4	3,7 mm	6 mm

auf Anfrage
on request



KNAPP

stumpf blunt	Länge length	Zähne teeth	Tiefe depth	Breite width
24-816	130 mm	2	3,7 mm	3 mm
24-817	130 mm	3	3,7 mm	5 mm
24-818	130 mm	4	3,7 mm	6 mm

auf Anfrage
on request



CRILE
25-197 110 mm; 4 x 13, 6 x 20 mm auf Anfrage
on request



MINI-ROUX
25-200 140 mm auf Anfrage
on request



BABY-ROUX
25-201 130 mm € 15,60



Fig. 3: 35 x 29 mm
Fig. 2: 29 x 26 mm
Fig. 1: 24 x 20 mm



Fig. 1: 30 x 28 mm
Fig. 2: 36 x 36 mm
Fig. 3: 38 x 43 mm

ROUX		
25-210	Set: Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3	€ 43,50
25-211	140 mm, Fig. 1	€ 14,25
25-212	150 mm, Fig. 2	€ 15,40
25-213	170 mm, Fig. 3	€ 16,80



FARABEUF
25-219 120 mm € 14,95
 1 Paar / 1 pair



FARABEUF
25-220 150 mm € 15,95
 1 Paar / 1 pair



US-ARMY
25-240 215 mm € 37,45
 1 Paar / 1 pair



FINSEN

	Länge length	Zähne teeth	
26-116	50 mm	2 x 3	scharf / sharp
26-118	50 mm	2 x 3	stumpf / blunt
26-117	70 mm	3 x 4	scharf / sharp
26-119	70 mm	3 x 4	stumpf / blunt

auf Anfrage
on request
€ 23,00
auf Anfrage
on request



ALM

26-137	70 mm, scharf / sharp	€ 46,00
26-138	70 mm, stumpf / blunt	€ 46,00
26-140	100 mm, scharf / sharp	€ 49,50
26-141	100 mm, stumpf / blunt	€ 49,50

4 x 4 Zähne / teeth



Wundsperrer

26-150	100 mm	€ 61,00
---------------	--------	---------

halbscharf, 4 x 4 Zähne
semi-sharp, 4 x 4 teeth



WEITLANER

26-210	120 mm, scharf / sharp	€ 65,00
26-211	120 mm, stumpf / blunt	€ 65,00

2 x 3 Zähne / teeth



WEITLANER

26-213	130 mm, scharf / sharp	€ 69,00
26-216	165 mm, scharf / sharp	€ 72,00
26-219	185 mm, scharf / sharp	auf Anfrage on request
26-220	200 mm, scharf / sharp	
26-224	250 mm, scharf / sharp	€ 69,00
26-214	130 mm, stumpf / blunt	
26-217	165 mm, stumpf / blunt	€ 72,00
26-218	185 mm, stumpf / blunt	auf Anfrage on request
26-221	200 mm, stumpf / blunt	
26-225	250 mm, stumpf / blunt	

3 x 4 Zähne / teeth



BABY-ADSON

26-314	140 mm, scharf / sharp	€ 142,00
26-316	160 mm, scharf / sharp	€ 140,65
26-315	140 mm, stumpf / blunt	€ 145,00
26-317	160 mm, stumpf / blunt	€ 145,00

3 x 4 Zähne / teeth



ADSON

26-410 200 mm, scharf / sharp auf Anfrage
on request

ANDERSON-ADSON

26-419 195 mm, scharf / sharp auf Anfrage
on request

4 x 4 Zähne / teeth



WEBSTER

32-501 125 mm, glatt / smooth

€ 52,50



DERF

32-502 125 mm € 52,50



Super
Cut



Tungsten
Carbide

Genauere Erklärung auf der Seite 5
Details see page 5



HALSEY TC

32-503 130 mm
kreuzgerieft
cross serrated € 52,50

32-504 130 mm,
glatt
smooth € 52,50

HALSEY

33-503 130 mm
kreuzgerieft
cross serrated € 22,50

33-504 130 mm
glatt
smooth € 24,40

BAUMGARTNER TC

32-508 140 mm € 52,50



MAYO-HEGAR			TC
32-516	160 mm	€ 55,00	
32-518	180 mm	€ 58,00	
32-520	200 mm	€ 60,00	
32-524	240 mm	€ 72,00	
32-526	260 mm	€ 82,00	
32-530	300 mm	€ 94,00	

MAYO-HEGAR		
33-114	140 mm	€ 22,40
33-116	160 mm	€ 22,40
33-118	180 mm	€ 23,65
33-120	200 mm	€ 25,90
33-123	240 mm	€ 34,60
33-126	260 mm	€ 39,65
33-130	300 mm	€ 52,00



DEBAKEY			TC
32-531	150 mm	€ 52,50	
32-558	180 mm	€ 56,25	
32-560	200 mm	€ 60,00	
32-563	230 mm	€ 63,00	
32-565	260 mm	€ 72,00	
32-567	300 mm	€ 89,00	

DEBAKEY		
33-132	150 mm	€ 22,80
33-558	180 mm	
33-560	200 mm	
33-563	230 mm	
33-565	260 mm	

auf Anfrage
on request



RYDER			TC
32-573	130 mm	€ 68,00	
32-574	150 mm	€ 69,00	
32-575	180 mm	€ 70,00	
32-576	200 mm	€ 71,00	
32-577	230 mm	€ 82,00	

3,0 mm Spitzenbreite / tip

SC Super Cut **TC** Tungsten Carbide

Genauere Erklärung auf der Seite 5
Details see page 5



MATHIEU			
32-614		140 mm	€ 56,00
32-617		170 mm	€ 64,60
32-620		200 mm	€ 72,50

TC

MATHIEU		
33-214	140 mm	€ 34,00
33-217	170 mm	€ 42,00
33-220	200 mm	€ 43,50



OLSEN-HEGAR			
32-692		120 mm	€ 70,00
32-694		140 mm	€ 60,65
32-697		170 mm	€ 62,50
32-698		190 mm	€ 67,50

TC

OLSEN-HEGAR		
33-312	120 mm	auf Anfrage on request
33-314	140 mm	€ 26,00
33-317	170 mm	€ 29,00
33-319	190 mm	€ 34,95

SC

Super
Cut

TC

Tungsten
Carbide

Genauere Erklärung auf der Seite 5
Details see page 5



Erhältliche Farben:
Available colors:

	gelb / yellow
	orange /orange
	grün / green
	rot / red
	blau / blue
	schwarz / black

Verbandschere

Bandage scissors

35-209 180 mm € 5,90

mit Plastikgriffen, autoklavierbar
with plastic handles, autoclavable



BRUNS

35-234 230 mm € 72,00

35-235 230 mm € 72,00



WOLFF

35-458 180 mm € 47,30

35-464 240 mm auf Anfrage
on request



Repositionierzange

36-616 135 mm

auf Anfrage
on request



**Knochenhaltezange
mit Zahnsperre**

Bone holding forceps
with ratchet

36-626 140 mm

€ 69,00



MINI-FRIEDMANN		
36-712	120 mm	€ 66,45
FRIEDMANN		
36-714	140 mm	€ 82,00



CLEVELAND 4 A		
36-717	170 mm	€ 90,60



BLUMENTHAL		
36-721	155 x 4 mm	€ 90,60
36-722	155 x 4 mm	€ 90,60




LUER
36-733 150 mm € 88,00




LUER
36-737 170 x 8 mm € 101,30



BEYER
36-748 180 x 4 mm auf Anfrage
on request



LEMPERT
36-754 190 mm € 90,00



MINI-BOEHLER


36-810	155 x 5 mm	€ 120,00
36-813	155 x 5 mm	€ 142,00

Kleinert-Kutz



STELLBRINK

36-820	175 x 2 mm	€ 99,00
36-821	175 x 2 mm	€ 99,00



RUSKIN

36-828	180 x 5 mm	€ 158,00
36-829	180 x 5 mm	€ 167,00






BEYER

36-818	180 x 3 mm	€ 163,00
---------------	------------	----------



ZAUFAL-JANSEN


36-819	180 mm	€ 195,00
---------------	--------	----------




Osteotome		
Osteotomes		
37-004	135 x 4 mm	€ 29,95
37-005	135 x 6 mm	€ 29,95
37-006	135 x 8 mm	€ 29,95
37-007	135 x 10 mm	€ 29,95
37-008	135 x 12 mm	€ 29,95

Flachmeißel		
Flat chisels		
37-010	135 x 4 mm	€ 29,95
37-011	135 x 6 mm	€ 29,95
37-012	135 x 8 mm	€ 29,95
37-013	135 x 10 mm	€ 29,95
37-014	135 x 12 mm	€ 29,95


Hohlmeißel		
Gouge chisels		
37-016	135 x 4 mm	€ 35,80
37-017	135 x 6 mm	€ 35,80
37-018	135 x 8 mm	€ 35,80
37-019	135 x 10 mm	€ 35,80
37-020	135 x 12 mm	€ 35,80



PARTSCH		
37-032	135 x 2 mm	€ 30,60
37-033	135 x 3 mm	€ 30,60
37-034	135 x 4 mm	€ 30,60
37-035	135 x 5 mm	€ 30,60
37-036	135 x 6 mm	€ 30,60
37-038	135 x 8 mm	€ 30,60



PARTSCH		
37-042	135 x 2 mm	€ 36,40
37-043	135 x 3 mm	€ 36,40
37-044	135 x 4 mm	€ 36,40
37-045	135 x 5 mm	€ 36,40
37-046	135 x 6 mm	€ 36,40
37-048	135 x 8 mm	€ 36,40



LEXER	
37-104P	220 x 5 mm
37-105P	220 x 7 mm
37-106P	220 x 10 mm
37-107P	220 x 15 mm
37-108P	220 x 20 mm
37-109P	220 x 25 mm
37-110P	220 x 30 mm
37-350P	285 x 5 mm
37-351P	285 x 7 mm
37-352P	285 x 10 mm
37-353P	285 x 12 mm
37-354P	285 x 15 mm
37-355P	285 x 20 mm
37-356P	285 x 25 mm
37-357P	285 x 30 mm

auf Anfrage
on request

Osteotom, POM Hartkunststoffgriff
 Osteotome, POM Handle



LEXER	
37-114P	220 x 5 mm
37-115P	220 x 7 mm
37-116P	220 x 10 mm
37-117P	220 x 15 mm
37-118P	220 x 20 mm
37-119P	220 x 25 mm
37-120P	220 x 30 mm
37-360P	285 x 5 mm
37-361P	285 x 7 mm
37-362P	285 x 10 mm
37-363P	285 x 12 mm
37-364P	285 x 15 mm
37-365P	285 x 20 mm
37-366P	285 x 25 mm
37-367P	285 x 30 mm

auf Anfrage
on request

Hohlmeissel, POM Hartkunststoffgriff
 Gouge chisel, POM Handle



MINI-LAMBOTTE		
37-183	125 x 4 mm	€ 17,95
37-184	125 x 6 mm	€ 17,95
37-185	125 x 8 mm	€ 17,95
37-186	125 x 10 mm	€ 17,95
37-187	125 x 12 mm	€ 17,95
37-188	125 x 15 mm	€ 17,95

Osteotom € 29.95
 Osteotome




JUNIOR-LAMBOTTE		
37-481	175 x 2 mm	€ 29.95
37-482	175 x 3 mm	€ 29.95
37-483	175 x 4 mm	€ 29.95
37-485	175 x 6 mm	€ 29.95
37-487	175 x 8 mm	€ 29.95
37-489	175 x 10 mm	€ 29.95
37-490	175 x 12 mm	€ 29.95
37-491	175 x 15 mm	€ 24,10
37-492	175 x 16 mm	€ 24,10
37-494	175 x 19 mm	€ 24,10
37-495	175 x 22 mm	€ 24,10
37-496	175 x 25 mm	€ 24,10

Osteotom
 Osteotome




JUNIOR-LAMBOTTE		
37-1481	175 x 2 mm	€ 23,05
37-1482	175 x 3 mm	€ 23,05
37-1483	175 x 4 mm	€ 23,05
37-1484	175 x 5 mm	€ 23,05
37-1485	175 x 6 mm	€ 23,05
37-1486	175 x 7 mm	€ 23,05
37-1487	175 x 8 mm	€ 23,05
37-1488	175 x 9 mm	€ 23,05
37-1489	175 x 10 mm	€ 23,05
37-1490	175 x 12 mm	€ 23,05
37-1491	175 x 15 mm	€ 23,05
37-1492	175 x 16 mm	€ 23,05
37-1494	175 x 19 mm	€ 23,05
37-1495	175 x 22 mm	€ 23,05
37-1496	175 x 25 mm	€ 23,05

Osteotom
 Osteotome




LAMBOTTE		
37-154	250 x 16 mm	€ 37,40
37-156	250 x 20 mm	€ 37,40
37-158	250 x 25 mm	€ 37,40
37-159	250 x 30 mm	€ 37,40
37-160	250 x 38 mm	€ 45,00
37-161	250 x 44 mm	€ 45,00
37-162	250 x 50 mm	€ 45,00

Osteotom
Osteotome



LAMBOTTE		
37-164	250 x 16 mm	€ 37,80
37-166	250 x 20 mm	€ 37,80
37-168	250 x 25 mm	€ 37,80
37-169	250 x 30 mm	€ 49,50
37-170	250 x 38 mm	€ 49,50
37-171	250 x 44 mm	€ 56,80
37-172	250 x 50 mm	€ 56,80


Osteotom
Osteotome



€ 50,60


STILLE		
37-251	200 x 10 mm	€ 50,60
37-253	200 x 15 mm	€ 50,60
37-254	200 x 20 mm	€ 50,60
37-255	200 x 25 mm	€ 50,60

Flachmeissel
Flat chisel




STILLE		
37-269	200 x 10 mm	€ 50,60
37-271	200 x 15 mm	€ 50,60
37-272	200 x 20 mm	€ 50,60
37-273	200 x 25 mm	€ 50,60

Flachmeissel
Flat chisel




STILLE		
37-275	200 x 10 mm	€ 56,00
37-277	200 x 15 mm	€ 56,00
37-278	200 x 20 mm	€ 56,00
37-279	200 x 25 mm	€ 56,00

Hohlmeissel
Gouge chisel



WILLIGER		auf Anfrage on request
37-433	260 mm, 300 g	
37-434	280 mm, 340 g	




LUCAE		auf Anfrage on request
37-436	190 mm	



COTTLE		auf Anfrage on request
65-791	180 mm	


Griff: Aluminium
Kopf: Chirurgiestahl, 240 g, Ø 30 mm
flach / konkav
Handle: aluminium
Head: stainless steel, 240 g, Ø 30 mm
flat / concave



VOLKMANN			
37-507	Fig.0000	165 x 2 mm	€ 22,95
37-508	Fig.000	165 x 3 mm	€ 22,95
37-509	Fig.00	165 x 4 mm	€ 22,95
37-510	Fig.0	165 x 5 mm	€ 22,95
37-511	Fig.1	165 x 6 mm	€ 22,95
37-512	Fig.2	165 x 8 mm	€ 22,95
37-513	Fig.3	165 x 10 mm	€ 22,95
37-514	Fig.4	165 x 11 mm	€ 22,95
37-515	Fig.5	165 x 12 mm	€ 22,95
37-516	Fig.6	165 x 14 mm	€ 22,95




MARTINI		
37-650	140 mm Fig. 00, 3,0 mm Fig. 0, 3,5 mm	€ 22,40
37-651	140 mm Fig. 0, 3,5 mm Fig. 1, 4,0 mm	€ 22,40
37-652	140 mm Fig. 1, 4,0 mm Fig. 2, 4,5 mm	€ 22,40



WILLIGER		
37-655	140 mm Fig. 00, 2,0 x 3,0 mm Fig. 0, 3,0 x 4,0 mm	€ 22,40
37-654	140 mm Fig. 0, 3,0 x 4,0 mm Fig. 1, 3,0 x 5,0 mm	€ 22,40
37-656	140 mm Fig. 1, 3,0 x 5,0 mm Fig. 2, 4,0 x 6,0 mm	€ 22,40



VOLKMANN		
37-663	130 mm	€ 23,20
37-664	140 mm	€ 23,20
37-667	170 mm	€ 29,40




Raspatorium, rund,
Silikongriff blau

Raspatory, round,
blue silicone handle

37-706 180 x 6 mm

auf Anfrage
on request




Raspatorium, eckig, breit,
Silikongriff blau

Raspatory, square, broad,
blue silicone handle

37-707 180 x 6 mm

auf Anfrage
on request




Raspatorium, eckig, schmal,
Silikongriff blau

Raspatory, square, narrow,
blue silicone handle

37-708 180 x 3 mm

auf Anfrage
on request



SEDILLOT

37-716 220 x 15 mm

auf Anfrage
on request



BABY-WILLIGER

37-774 145 x 4 mm

auf Anfrage
on request

WILLIGER

37-776 145 x 6 mm

auf Anfrage
on request



JOSEPH

37-784 160 x 4 mm

auf Anfrage
on request



Phalangenheber

Bone lever

37-972	150 x 2,8 mm
37-975	150 x 5,0 mm
37-977	150 x 7,0 mm

auf Anfrage
on request



MINI-HOHMANN

37-983	160 x 6,0 mm
37-985	160 x 8,0 mm

€ 25,45
auf Anfrage
on request



LANGE-HOHMANN

37-921 250 x 24 mm

auf Anfrage
on request



HOHMANN-MUELLER

37-901	220 x 10 mm
37-902	220 x 18 mm

auf Anfrage
on request



HOHMANN-MUELLER

37-905 220 x 18 mm

auf Anfrage
on request



AO T-Handgriff

AO T-handle

39-477 85 mm

auf Anfrage
on request

Silikongriff
silicone handle




AO Handgriff

AO handle


39-475 140 mm

auf Anfrage
on request

Silikongriff
silicone handle



36-588



36-589

Extraktionszange

Extraction plier

39-208	185 x 3,0 mm	€ 152,00
39-209	185 x 6,0 mm	€ 142,00

für Bohrdrähte
for K-wires

Extraktionszange

Extraction plier

36-588	180 mm
36-589	180 mm

für Bohrdrähte
for K-wires

auf Anfrage
on request



Flachzange

Flat nose plier

36-592	140 mm	auf Anfrage on request
---------------	--------	---------------------------

Extraktionszange

Extraction plier

36-594	140 mm	auf Anfrage on request
---------------	--------	---------------------------

für Bohrdrähte
for K-Wires

Spitzzange

Long-nosed plier

36-590	185 mm	€ 68,00
---------------	--------	---------

Querriefung
serrated



Kopf- und Seitenschneider TC
Front and side cutter
39-199 180 mm € 245,00



Drahtschneidezange, Spezialübersetzung TC
Wire cutting plier, special model
39-220 180 mm, max. 1,7 mm harte Drähte / hard wires € 230,00
39-202 230 mm, max. 2,2 mm harte Drähte / hard wires € 240,00



REDON

Redon needle

41-008	200 mm	Ch. 8	€ 12,00
41-010	200 mm	Ch. 10	€ 12,00
41-012	200 mm	Ch. 12	€ 12,00
41-014	200 mm	Ch. 14	€ 12,00
41-016	200 mm	Ch. 16	€ 12,00
41-018	200 mm	Ch. 18	€ 12,00



REDON

Redon needle

41-038	200 mm	Ch. 8	€ 13,50
41-040	200 mm	Ch. 10	€ 13,50
41-042	200 mm	Ch. 12	€ 13,50
41-044	200 mm	Ch. 14	€ 13,50
41-046	200 mm	Ch. 16	€ 13,50
41-048	200 mm	Ch. 18	€ 13,50



BABY-ALLIS
50-110 140 mm
4 x 5 Zähne / teeth € 24,00



JUDD-ALLIS
50-113 150 mm
3 x 4 Zähne / teeth € 26,50



BABY-ALLIS
50-114 150 mm
4 x 5 Zähne / teeth € 24,50
50-115 150 mm
5 x 6 Zähne / teeth
50-116 195 mm
5 x 6 Zähne / teeth

auf Anfrage
on request



ALLIS-ADAIR
50-120 155 mm
10 x 11 Zähne / teeth auf Anfrage
on request




BABCOCK	
50-216	160 mm
50-220	200 mm
50-224	240 mm

auf Anfrage
on request





RUDD		
51-015	12 mm mit Ladekegel, zerlegbar with loading cone, detachable	€ 137,50

SIMS
51-155 150 mm auf Anfrage
on request



SIMS
51-160 150 mm auf Anfrage
on request





SIMS		
51-161	230 mm, 20 x 60 mm	€ 170,40
51-162	230 mm, 23 x 80 mm	€ 170,40
51-163	230 mm, 23 x 125 mm	€ 170,40

offene Valven
open valves



ALAN-PARKS

135 mm, 75 mm
auch zerlegbar lieferbar

incl. 2 Paar Valven:

22 x 72 mm, 22 x 94 mm

51-205 Mittelvalve: 25 x 95 mm

also available

in detachable

incl. 2 pairs of valves:

22 x 72 mm, 22 x 94 mm

middle valve: 25 x 95 mm

€ 340,00



Lösungsschale

Gallipot

86-001	Fig. 1 / 61 x 30 mm, 0,07 L	€ 6,80
86-003	Fig. 3 / 80 x 40 mm, 0,14 L	€ 7,95
86-004	Fig. 4 / 110 x 70 mm, 0,35 L	€ 9,95



Nierenschale, 18/10 Stahl


Kidney tray 18/10 steel

86-065	250 mm	€ 8,50
---------------	--------	--------



Fingerringsäge
Finger ring cutter
73-176 160 mm € 58,00

Ersatzsägeblätter
Spare saw blade
73-177 € 10,25



RADOLF
Nagelausreisszange
Nail extraction plier
73-114 135 mm € 41,50

Handinstrumente: Fester Dreiecks-Griff

Hand instruments: Solid triangle handle



	237-6210	Sonde graduiert, 3,0 mm Probe graduated, 3.0 mm	€ 78,00
	237-6211	Scalpellmesser Scalpel knife	€ 78,00
	237-6212	Bananamesser glatt Banana knife smooth	€ 78,00
	237-6213	Bananamesser gezahnt Banana knife toothed	€ 78,00
	237-6214	Meniskotome 5,0 mm, gerade Schneide Meniscotome 5.0 mm, straight edge	€ 78,00
	237-6215	Meniskotome 7,0 mm, gerade Schneide Meniscotome 7.0 mm, straight edge	€ 78,00
	237-6216	Hakenmesser 90° Hook knife 90°	€ 78,00
	237-6217	Messer 45° Knife 45°	€ 78,00
	237-6218	Ring-Kürette 3,0 mm Ring-curette 3.0 mm	€ 78,00
	237-6219	Sichelmesser Sickle knife	€ 78,00
	237-6220	Bajonettmesser Bajonet knife	€ 78,00
	237-6221	Messer, gezahnt, gerade Knife, toothed, straight	€ 78,00
	237-6222	Messer, glatt, gerade Knife, smooth, straight	€ 78,00
	237-6223	Messer, gezahnt, rechts gewinkelt, 30° Knife, toothed, right angled 30°	€ 78,00
	237-6224	Messer, gezahnt, links gewinkelt, 30° Knife, toothed, left angled 30°	€ 78,00
	237-6225	Löffel, 3,0 mm, gebogen, 30° Spoon, 3.0 mm, curved 30°	€ 78,00
	237-6226	Hakensonde, spitz Hook probe, sharp	€ 78,00
	237-6230	Knorpelfeile, fein File cartilage, fine	€ 78,00
	237-6231	Knorpelfeile, grob File cartilage, coarse	€ 78,00

Sterilisationscontainer

Sterilization Containers

AF Container Systems

Simple handling of AF container systems provides perfect care and safe transport of your sterile goods.

















Storage and disposal can be easily traced at all times by individual marking signs and colored lids.
Because of the second sign holder, barcode labels can be used as well for professional labeling.

Usage of high grade aluminium complies all international requirements and normations.
All used materials enables favourable properties regarding weight and behaviour in drying processes.

Explanation of symbols :

- + applicable
- not applicable
- 0 limited application

Suitability of our sterile containers for steam sterilization procedures¹⁾ as per DIN 58953, part 9 (issue May 1987)

Sterilization container	Packing		Steam sterilization procedure acc. to DIN 58946, part I				
	Description	Symbolic representation and packing system	Gravitation procedure	Pre-vacuum procedure	Fractional vacuum procedure	Fractional flow procedure	Steam injection procedure
with filters (StB-F)	Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+	+	+	+	+
			0	0	+	+	+
	Textiles in sterilization container with filter in bottom and lid not perforated acc. to DIN 58952 part I		-	-	+	+	+
			-	-	+	+	0
	Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
			-	0	+	+	+
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+ ³⁾	+	+	+	+
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
			-	+	+	+	+
with valves (StB-V)	Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		-	0	+	+	0
			-	-	+	+	0
	Textiles in sterilization container with valves in lid no valves on the bottom		-	-	+	+	-
			-	-	+	+	-
	Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom		-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and not perforated		-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾

1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures.

2) Only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable above.

3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after - drying effect.

Please note that only the lid of the container is coloured.


Sterilisationscontainer-Unterteil 1/1 Grösse

Sterilization container bottom 1/1



In Verbindung mit Deckeln von S. 109
 auch als Entsorgungscontainer verwendbar.
 In combination with lids from page 109
 use as disposable container is enabled.


	Aussen / Outside	Innen / Inside	
20-0094-10	580 x 280 x 100 mm	550 x 265 x 84 mm	€ 138,00
20-0094-13	580 x 280 x 135 mm	550 x 265 x 117 mm	€ 160,50
20-0094-15	580 x 280 x 150 mm	550 x 265 x 132 mm	€ 172,50
20-0094-20	580 x 280 x 200 mm	550 x 265 x 182 mm	€ 215,00
20-0094-26	580 x 280 x 260 mm	550 x 265 x 244 mm	€ 260,00



	Aussen / Outside	Innen / Inside	
20-0096-10	580 x 280 x 100 mm	550 x 265 x 84 mm	€ 205,00
20-0096-13	580 x 280 x 135 mm	550 x 265 x 117 mm	€ 229,00
20-0096-15	580 x 280 x 150 mm	550 x 265 x 132 mm	€ 232,50
20-0096-20	580 x 280 x 200 mm	550 x 265 x 182 mm	€ 285,00
20-0096-26	580 x 280 x 260 mm	550 x 265 x 244 mm	€ 333,00

Containerdeckel 588 x 287 mm, perforiert

Lid perforated, 588 x 287 mm




20-0088-01
20-0088-02
20-0088-03
20-0088-04
20-0088-05

€ 211,00

Optional Sicherheitsdeckel 582 x 288 mm

Safety lid, 582 x 288 mm



20-0092-01
20-0092-02
20-0092-03
20-0092-04
20-0092-05

€ 56,00

Please note that only the lid of the container is coloured.


Sterilisationscontainer-Unterteil 3/4 Grösse

Sterilization container bottom 3/4



Nicht als Entsorgungscontainer verwendbar.
 Not suitable as disposable container.


	Aussen / Outside	Innen / Inside	
20-0204-10	465 x 280 x 100 mm	425 x 262 x 85 mm	€ 127,00
20-0204-13	465 x 280 x 135 mm	425 x 262 x 121 mm	€ 143,00
20-0204-15	465 x 280 x 150 mm	425 x 262 x 135 mm	€ 153,00



	Aussen / Outside	Innen / Inside	
20-0206-10	465 x 280 x 100 mm	425 x 262 x 85 mm	€ 183,00
20-0206-13	465 x 280 x 135 mm	425 x 262 x 121 mm	€ 200,00
20-0206-15	465 x 280 x 150 mm	425 x 262 x 135 mm	€ 205,00

Containerdeckel 465 x 280, perforiert

Lid perforated, 465 x 280 mm




	20-0200-01
	20-0200-02
	20-0200-03
	20-0200-04
	20-0200-05

€ 205,00

Optional Sicherheitsdeckel 465 x 280 mm

Safety lid, 465 x 280 mm



	20-0202-01
	20-0202-02
	20-0202-03
	20-0202-04
	20-0202-05

€ 49,50

Please note that only the lid of the container is coloured.


Sterilisationscontainer-Unterteil 1/2 Grösse

Sterilization container bottom 1/2



In Verbindung mit Deckeln von S. 109
 auch als Entsorgungscontainer verwendbar.
 In combination with lids from page 109
 use as disposable container is enabled.

	Aussen / Outside	Innen / Inside	
20-0310-10	285 x 280 x 100 mm	262 x 262 x 85 mm	€ 116,00
20-0310-13	285 x 280 x 135 mm	262 x 262 x 121 mm	€ 126,50
20-0310-15	285 x 280 x 150 mm	262 x 262 x 135 mm	€ 132,00
20-0310-20	285 x 280 x 200 mm	262 x 262 x 182 mm	€ 209,00
20-0310-26	285 x 280 x 260 mm	262 x 262 x 244 mm	€ 255,00



	Aussen / Outside	Innen / Inside	
20-0312-10	285 x 280 x 100 mm	262 x 262 x 85 mm	€ 160,00
20-0312-13	285 x 280 x 135 mm	262 x 262 x 121 mm	€ 170,00
20-0312-15	285 x 280 x 150 mm	262 x 262 x 135 mm	€ 176,00
20-0312-20	285 x 280 x 200 mm	262 x 262 x 182 mm	€ 255,00
20-0312-26	285 x 280 x 260 mm	262 x 262 x 244 mm	€ 285,00

Containerdeckel 285 x 280 mm, perforiert

Lid perforated, 285 x 280 mm




	20-0300-01
	20-0300-02
	20-0300-03
	20-0300-04
	20-0300-05

€ 186,00

Optional Sicherheitsdeckel 285 x 280 mm

Safety lid, 285 x 280 mm



	20-0306-01
	20-0306-02
	20-0306-03
	20-0306-04
	20-0306-05

€ 42,20

Sterilisationscontainer 1/2, niedrig, Unterteile, Deckel

Container 1/2, flat body, bottoms and lids

Please note that only the lid of the container is coloured.


Sterilisationscontainer-Unterteil 1/2 Grösse, niedrig

Sterilization container bottom 1/2, flat body



Nicht als Entsorgungscontainer verwendbar.
Not suitable as disposable container.


	Aussen / Outside	Innen / Inside	
20-0310-05	285 x 280 x 55 mm	270 x 270 x 33 mm	€ 63,00
20-0310-08	285 x 280 x 85 mm	270 x 270 x 64 mm	€ 72,00








	Aussen / Outside	Innen / Inside	
20-0312-08	285 x 280 x 85 mm	270 x 270 x 64 mm	€ 116,00

Containerdeckel 285 x 280 mm, perforiert

Lid perforated, 285 x 280 mm



	20-0308-01
	20-0308-02
	20-0308-03
	20-0308-04
	20-0308-05

€ 116,00

Please note that only the lid of the container is coloured.

Mini-Sterilisationscontainer-Unterteil

Sterilization container mini, bottom only



Aussen / Outside

Innen / Inside

20-0410-04	300 x 140 x 40 mm	280 x 130 x 27 mm	€ 40,00
20-0410-07	300 x 140 x 70 mm	280 x 130 x 55mm	€ 43,00
20-0410-10	300 x 140 x 100 mm	280 x 130 x 84 mm	€ 52,00



Aussen / Outside

Innen / Inside

20-0412-04	300 x 140 x 40 mm	280 x 130 x 27 mm	€ 63,50
20-0412-07	300 x 140 x 70 mm	280 x 130 x 55mm	€ 68,00
20-0412-10	300 x 140 x 100 mm	280 x 130 x 84 mm	€ 76,00

Containerdeckel 300 x 140 mm, perforiert

Lid perforated, 300 x 140 mm




20-0408-01
20-0408-02
20-0408-03
20-0408-04
20-0408-05

€ 66,00

Dental-Sterilisationscontainer-Unterteil

Dental sterilization container bottom



Aussen / Outside

20-0502-04	310 x 190 x 40 mm	€ 78,00
20-0502-06	310 x 190 x 65 mm	€ 82,00
20-0502-13	310 x 190 x 130 mm	€ 85,00

Containerdeckel outside 310 x 190 mm

Lid perforated, 300 x 190 mm



20-0500-01

€ 78,00

Please note that only the lid of the container is coloured.



Bitte beachten!

Passende Unterteile
finden Sie auf Seiten
78 und 80

Important note!

The corresponding bottom
parts for disposable waste
containers can be found
on pages 78 and 80

20-0094-xx
20-0310-xx

Containerdeckel 285 x 280 mm

Lid non perforated, 285 x 280 mm



	20-0304-01
Yellow	20-0304-02
Orange	20-0304-03
Blue	20-0304-04
Green	20-0304-05

€ 112,50

Containerdeckel 580 x 280 mm

Lid non perforated, 580 x 280 mm



	20-0090-01
Yellow	20-0090-02
Orange	20-0090-03
Blue	20-0090-04
Green	20-0090-05

€ 147,00

Siebkorb, Edelstahl


Wire basket, stainless steel



20-0182-03	540 x 255 x 30 mm. For 1/1 container	€ 85,00
20-0182-05	540 x 255 x 50 mm. For 1/1 container	€ 98,00
20-0182-07	540 x 255 x 70 mm. For 1/1 container	€ 110,00
20-0182-10	540 x 255 x 100 mm. For 1/1 container	€ 118,00

Siebkorb, Edelstahl

Wire basket, stainless steel



20-0180-03	485 x 255 x 30 mm. For 1/1 container	€ 81,00
20-0180-05	485 x 255 x 50 mm. For 1/1 container	€ 84,00
20-0180-07	485 x 255 x 70 mm. For 1/1 container	€ 96,00
20-0180-10	485 x 255 x 100 mm. For 1/1 container	€ 102,00

Siebkorb, Edelstahl

Wire basket, stainless steel



20-0260-03	405 x 255 x 30 mm. For 3/4 container	€ 71,00
20-0260-05	405 x 255 x 50 mm. For 3/4 container	€ 75,00
20-0260-07	405 x 255 x 70 mm. For 3/4 container	€ 83,00
20-0260-10	405 x 255 x 100 mm. For 3/4 container	€ 88,00

Siebkorb, Edelstahl


Wire basket, stainless steel



20-0400-03	245 x 255 x 30 mm. For 1/2 container	€ 78,00
20-0400-05	245 x 255 x 50 mm. For 1/2 container	€ 61,00
20-0400-07	245 x 255 x 70 mm. For 1/2 container	€ 70,00
20-0400-10	245 x 255 x 100 mm. For 1/2 container	€ 72,00

Siebkorb, Edelstahl


Wire basket, stainless steel



20-0400-25	265 x 120 x 25 mm. For mini container	€ 60,00
20-0400-45	265 x 120 x 45 mm	€ 65,00

Siebkorb für ein Endoskop

Steri basket for one endoscope



20-0630-29	290 x 80 x 52 mm	€ 149,00
20-0630-46	460 x 80 x 52 mm	€ 162,00

Weitere Modelle auf Anfrage
Further models upon re-

Drahtgestell, Edelstahl


Wire racks, stainless steel

20-0184-00 545 x 255 x 30 mm. For 1/1 container

€ 84,30

20-0262-03 405 x 255 x 30 mm. For 3/4 container

€ 70,80



Drahtgestell, Edelstahl

Wire racks, stainless steel

20-0402-00 245 x 255 x 30 mm. For 1/2 container


€ 53,00



Silikonkuppenmatte, perforiert

Silicone mat, perforated


20-0742-00 245 x 245 mm. For 1/2 container € 85,00



Silikonkuppenmatte, perforiert

Silicone mat, perforated

20-0740-00 270 x 125 mm € 52,00



Papierfilter für Minicontainer, inkl. Indikator

Disposable paper filter for mini containers, incl. autoclave indicator



20-0704-00	235 x 115 mm, 100 St. / Pcs.	€ 12,20
20-0704-001	235 x 115 mm, 1000 St. / Pcs.	€ 55,00

Papierfilter für Dentalcontainer, inkl. Indikator

Disposable paper filter for dental containers, incl. autoclave indicator



20-0706-00	205 x 145 mm, 100 St. / Pcs.	€ 9,95
20-0706-001	205 x 145 mm, 1000 St. / Pcs.	€ 75,00

Papierfilter, inkl. Indikator

Disposable paper filter with autoclave indicator




20-0700-00	ø 190 mm For 1/1, 3/4 & 1/2 containers.	100 St. / Pcs.	€ 11,00
20-0700-001	ø 190 mm For 1/1, 3/4 & 1/2 containers.	1000 St. / Pcs.	€ 68,00

Filterspender

Filter dispenser

20-0702-00 ø 190 mm € 20,45



Container-Schildchen, Aluminium, Preis incl. Beschriftung (max. 16 Stellen)

Coloured identification labels, printed to your specification. Max. 16 letters

	20-0716-01	€ 5,48
	20-0716-02	€ 5,48
	20-0716-03	€ 5,48
	20-0716-04	€ 5,48
	20-0716-05	€ 5,48
	20-0716-06	€ 5,48

Container-Schilder mit Indicator, zum einkleben

Indicator paper labels, self-adhesive

20-0710-00 39,5 x 67 mm for 1/1, 3/4, & 1/2 containers 100 St. / Pcs. € 21,06

20-0710-001 39,5 x 67 mm, for 1/1, 3/4, & 1/2 containers 1000 St. / Pcs. € 65,00




Container-Schilder mit Indicator, zum einkleben

Indicator paper labels, self-adhesive

20-0713-00 18 x 50 mm for mini & dental containers 100 St. / Pcs. € 9,00

20-0713-001 18 x 50 mm for mini & dental containers 1000 St. / Pcs. € 60,00



Spender für Container-Schilder

Dispenser for identification labels

20-0718-00 € 127,70



Sicherheitsplomben mit Indikator

Plastic security seal, with autoclave indicator

	20-0715-001B	1000 St. / Pcs.	€ 82,00
	20-0715-001G	1000 St. / Pcs.	€ 82,00





Head Quarter

AF-Medical GmbH
Sennegasse 20, CH-8476 Unterstammheim

Hotline Schweiz: Beratung und Bestellung

Tel. +41 52 740 1555 . Fax +41 52 740 1557
Mobil: +41 76 242 6636
info@af-medical.com, www.af-medical.com

Warehouse Germany

**Hotline Deutschland: Beratung und Bestellung
Rücksendeadresse innerhalb Deutschland**

Tel.+49 7731 14435-0 . Fax +49 7731 14435-69
info@af-medical.com . www.af-medical.com

AF-Medical GmbH . Versandlager
Pfaffenhäule 60 . D-78224 Singen/Hohentwiel

© AF MEDICAL GmbH. Alle Rechte, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
All rights, errors and alterations reserved.